


Tapabocas desechable

BFE(eficiencia de filtración bacteriana) > 95%
PFE(eficiencia de filtración de partículas) > 90%



Más seguro Más confortable



Material de filtro de tres capas de alta protección.
bloquear virus de manera efectiva.
adecuado para viajar / reanudar el trabajo



La tela no tejida spunbond de polipropileno
bloquea los objetos visibles como las gotas
de manera efectiva

filtros no tejidos partículas no
aceitosas en el aire

tela no tejida spunbond de
polipropileno absorbe la
cabeza exhalada mantiene
tu piel seca y cómoda

ORRIA




Clip de nariz ajustable alta densidad de seguridad

capa interior agradable para la piel altamente transpirable para facilitar la respiración




cinturón de tapabocas elástica suave adecuado para uso sólido y prolongado





1



Use el tapabocas con la parte azul hacia el exterior del cinturón en las orejas y el clip de la nariz hacia arriba

2



Estire el tapabocas para cubrir completamente la nariz, la boca y la barbilla.



3

Use el tapabocas con la parte azul hacia el exterior del cinturón en las orejas y el clip de la nariz hacia arriba

4

Si el tapabocas roto, húmedo o maloliente, debe reemplazarse inmediatamente.

PUT ON YOUR MASK


PUT ON YOUR MASK

PUT ON YOUR MASK

ORRIA



Caja
50 piezas 180x100x90mm



Carton
2000 piezas miden 525x380x395mm
peso bruto 9.4kg peso neto 6.6kg

Embalaje

